

ALL07 Stor allergiprofil + IgE luftburna ämnen FACTest™

Denna analysprofil består av **ALL01** dvs. Stor Allergiprofil ihop med **ALL06**, IgE av luftburna ämnen.

Testkod: ALL07 **Testmetod:**, Cellular stimulation, EIA **Testsubstrat:** helblod, 2 x 10 ml EDTA provrör

Provtagningsföreskrifter: Antihistaminer och steroidläkemedel (omfattande hormoner, antiinflammatorika, krämer och sprayer) kommer att påverka testresultatet och bör undvikas 48 timmar före provtagning. Användning under en längre tid av steroider kan också påverka resultatet, så stäm av med laboratoriet

Analyspanel FACT-test: Ananas, apelsin, aprikos, aspartam (E 951), avokado, aubergin, banan, benzoater (E 210-213), blomkål, bondböna, brytböna, bruna bönor, broccoli, brysselkål, bovete, chili, citron (gul/grön), cashewnötter, choklad/kakao, dadlar, dill, fikon, forell, fläskkött, fårkött, fårmjolk, fårost, fänkål, gröna bönor, gräslök, gurka, getost, getmjolk, getmjolkprodukter, grapefrukt, grön citron/lime, hasselnöt, hallon, hummer, honungsmelon, havre, havreprodukter, jordgubbar, jäst, kalkon, kalvkött, katrinplommon, komjolk, ost av komjolk, komjolkprodukter, krabba, koriander, kaffe, kokosnöt, kinakål, kyckling, körvel, kajennpeppar, korn, kikärtta, kummin, kryddpeppar, kammussla, kummel, kolja, kiwi, lagerblad, lyrtorsk/bleka, lax, lamm, linser, linfrö, lök, mandel, majs, makrill, mango, mononatriumglutamat (E 621), musslor, morot, nektarin, nykockin (E 124), nötkött, oregano, ostron, oliv, olivolja, paprika, paraorange (E 110), persilja, persika, pekannötter, peppar (paprikan, vit, svart), pinjenöt, pistasch, plommon, polenta, potatis, pumpa, pumpafrön, päron, paranöt, purjolök, rödbeta, räkor, ris, risprodukter, råg, sardin, sill, sallat, svamp, sparris, selleri, squash, solrosfrön, sesamfrön, sesamolja, soja, sojamjolk, sojaprodukter, spenat, tartrazin (E 102), tonfisk, torsk, tranbär, tamarind, tangerin, te, tomat, tomatprodukter, vallmofrön, vinbär, vitlök, vitkål, vattenmelon, valnötter, valnötsolja, vete, veteprodukter, vindruvor, äggula, äggvita, äpple, ärtor,

Analyspanel IgE-luftburna: **Träpollen:** alm, björk, ek, lönn, valnöt **Gräspollen:** augustifolia, hund-äxing, råg, rödsvingel, timotej. **Ogräspollen:** groblad, gråbo, mjölmålla (vitmålla), målla, ängsgröe. **Mögel:** aspergillus fumigatus, candida albicans, cladisporium herbarum, penicillin notatum, alternaria tenius. **Kvalster:** D pteronyssinus, D farinae, D microceras. **Djur:** hund (epitel), katt (epitel), häst (epitel) och ko.

Om testmetoder: Vid **Cellular stimulation** kartläggs utsöndring av inflammatoriska signalsubstanser, som histamin, prostaglandin D2 och leukotriener, när basofiler och eosinofiler kommer i kontakt med de allergener (av födoämnen mm.) som ingår i respektive analyspanel. **EIA** betyder Enzyme Immuno Assay. Det är en biokemisk analysmetod som används vid antikroppsanalyser, vilket i detta sammanhang handlar om IgE-allergiantikroppar. **ELISA** som betyder enzyme-linked immunosorbent assay, är en analysmetod för att bl. a påvisa IgG-antikroppar i serum.